

**Muster Lieferschein**

Das unten gezeigte Beispiel eines Lieferscheines für Anlieferungen an Moog enthält alle für Moog relevanten Informationen in der Form, wie Moog diese benötigt und verarbeiten kann. Wichtig ist insbesondere, dass einige Daten als Barcode vorliegen.

Die technische Spezifikation des Barcodes ist folgende:

**"Code 128", Schriftgröße 25, Breite 35mm, Höhe 8,8mm, Modulbreite 268 µm**

<b>Lieferschein</b>		Fa. Mustermann Anschritt D-12345 Musterstadt Ihr Ansprechpartner: Frau XYZ
An: Moog GmbH 71034 Böblingen Hanns – Klemm – Str. 28		Datum: 31.1.2008
	Lieferschein Nr. 120099	 120099
Moog-Auftragsnummer	20P4711  20P4711	
Moog-Artikelnummer	Bezeichnung	Stück
D661-4034  D661-4034	Artikelbezeichn. 1	1  1
D662-4034  D662-4034	Artikelbezeichn. 2	4  4